

Art.Nr : A12592 ARMHEBELSPENDER FÜR WANDMONTAGE KING

Ideal gegen die Verbreitung von Viren und Bakterien dank seines Hebels, der mit dem Ellbogen betätigt werden kann.

- ✓ **Passend zu 1L Hydroalkoholischer Gel 1L Nachfüllung
Art.Nr: A19253**



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 14 cm
Material: rostfreier Stahl

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Befestigen Sie den Spender an der Wand
2. Setzen Sie den Verschluss auf den Behälter.
3. Den Behälter in den Spender einsetzen
4. Drücken Sie den Hebel mit dem Ellbogen um das Gel mit der Hand aufzufangen.

VERPACKUNG

Einzelverpackung : 1 Spender
Verkaufseinheit : Karton mit 20 Spender
Versandeinheit (VE) : 100 Spender (5 Kartons à 20 Spender)

RECHTSLAGE

ÖFFENTLICHE VERBRAUCHER UND PROFESSIONELLE NUTZUNG.

Unsere technischen Datenblätter wurden nach dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse erstellt, einige Elemente können sich ändern. Nicht verbindliches Foto. 06/03/2020 Indice 3.0