



ALTOGERM+ UNIDOSE

A22421 - 150ML

Permet de purifier l'air et de désinfecter les surfaces.

- Conforme contact alimentaire indirect
- Grande activité désinfectante
- Action one-shot
- Non parfumé



NORMES

Bact.
EN 1276

Bact.
EN 13697

Fon.
EN 1650

Fon.
EN 13697

Viru.
EN 14476
Virus enveloppés

SOUCHES

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae

Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis

Virus MVA (Virus de la Vaccine modifié)

CONDITIONS

5 min à 20°C, conditions de propreté

15 min à 20°C, conditions de propreté

5 min à 20°C, conditions de propreté

● Application :

Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de pandémie.

Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

1 aérosol de 150 mL permet de traiter une pièce jusqu'à 36 m² (soit 90 m³ considérant 2,5m de hauteur sous plafond).

Ne pas surdoser - Bien respecter le volume de traitement - Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 3m³.

● Mode d'emploi :

Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur (chauffe-eau...).

Fermez toutes les fenêtres, portes intérieures et placards. Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine. Ne pas traiter en présence d'enfants et d'animaux domestiques.

Mettre l'aérosol au centre de la pièce. Actionner le diffuseur jusqu'à ce qu'il reste bloqué. La diffusion commence.

Quitter la pièce et fermer la porte. La vaporisation du produit se poursuivra jusqu'à vidange complète de l'aérosol. Laisser agir 15 minutes minimum puis aérer la pièce pendant au moins 1 heure avant de pouvoir la réintégrer définitivement.

*Contact indirect alimentaire. Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, rincer obligatoirement à l'eau potable.

● Lieux d'utilisation :

- Entreprises de propreté
- Collectivités
- Hôpitaux, EPHAD, Transports sanitaires
- Services techniques
- Entreprises d'assainissement, voiries

● Conditionnement :

Boîtier aluminium, diamètre: 50 mm/Hauteur 125 mm

Unité de vente : Carton de 12 unités

Palettisation : 2304 unités / 192 cartons

● Legislation :

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Catégorie Biocide: TP2, Désinfectant de surfaces, TP4, Désinfection des surfaces en contact alimentaire. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/06/2026 Indice 1