



PURIFICATEUR D'AIR FOGGER

A23275 - 150ML

Permet de purifier l'air et de désinfecter les surfaces.

- Grande activité désinfectante
- Action one-shot
- Parfum : Menthe



NORMES	SOUCHES	CONDITIONS
Bact. EN 1276 Bact. EN 13697	<i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae</i>	5 min à 20°C, conditions de propreté
Fon. EN 1650 Fon. EN 13697	<i>Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis</i>	15 min à 20°C, conditions de propreté
Viru. EN 14476 Viru. enveloppés	<i>Virus MVA (Virus de la Vaccine modifié)</i>	5 min à 20°C, conditions de propreté

● Application :

Purificateur d'air unidose agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur après application.

Désinfecte toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant. Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

Utilisation dans les cabinets médicaux, les écoles, maisons de retraite, chambres d'hôtel, crèches, vestiaires, bureaux, lieux publics, transports en commun etc.

Permet de détruire les odeurs nauséabondes dans des locaux à usage d'habitation avant une nouvelle location, les locaux à poubelles.

1 aérosol de 150 mL permet de traiter une pièce jusqu'à 30 m² (75 m³). Pour des surfaces inférieures à 18 m² (45 m³), préférez utiliser l'aérosol 75 mL (réf. A21961).

Ne pas surdoser - Bien respecter le volume de traitement - Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 3m³.

● Mode d'emploi :

Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur (chauffe-eau...). Fermez toutes les fenêtres, portes intérieures et placards. Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine. Ne pas traiter en présence d'enfants et d'animaux. Pour actionner le diffuseur, appuyer contre une surface dure (sol ou mur) jusqu'à ce qu'il reste bloqué. Remettre l'aérosol à l'endroit et le placer au centre de la pièce. La diffusion commence. Quitter la pièce et fermer la porte. La vaporisation du produit se poursuivra jusqu'à vidange complète de l'aérosol. Laisser agir 15 minutes minimum. Après utilisation aérer la pièce pendant au

moins 1 heure avant de pouvoir la réintégrer définitivement.

● Lieux d'utilisation :

- Entreprises de propreté
- Collectivités
- Hôpitaux, EPHAD, Transports sanitaires
- Services techniques
- Entreprises d'assainissement, voiries

● Conditionnement :

Boîtier fer, diamètre: 52 mm / Hauteur 105 mm

Unité de vente : Carton de 12 unités

Palettisation : 2304 unités / 192 cartons

● Legislation :

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Catégorie Biocide: TP2, Désinfectant de surfaces Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/06/2026 Indice 1