

WANDBOGENSPENDER

A12592 -



Ideal gegen die Ausbreitung von Viren und Bakterien.

- Kompatibel mit der 1-Liter-Nachfüllpackung für hydroalkoholisches Gel, Art.-Nr. A19253

● Anwendung:

Ideal gegen die Ausbreitung von Viren und Bakterien dank seines Hebels, der mit dem Edelstahlkrümmer bedient werden kann.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 14 cm / Material: Edelstahl

● Gebrauchsanweisung:

1. Befestigen Sie die Pumpe an der Wand.
2. Setzen Sie den Deckel auf die Dose.
3. Setzen Sie die Dose in die Pumpe ein.
4. Betätigen Sie den Hebel mit Ihrem Ellenbogen, drücken Sie auf die Kappe und nehmen Sie das Produkt in Ihre Hand.

● Einsatzgebiete:

- Krankenhäuser
- Seniorenheime, EHPAD
- Entbindungsheime, Kindergärten und Schulen
- Campingplätze
- Unterkünfte, Hotels

● Verpackung:

Karton mit 100 Einheiten (5 Kartons mit 20 Einheiten)

Verkaufseinheit: Karton mit 0 Stück

Palettierung: Stück / Kartons

● Gesetzgebung:

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Unsere technischen Datenblätter wurden nach dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse erstellt; Einige Elemente können sich ändern. Unverbindliche Fotos. Unsere technischen Datenblätter wurden nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt; Änderungen vorbehalten. Unverbindliches Foto. 01/06/2026 Index 1