



NEBELGERÄT-LUFTREINIGER

A22400 - 150ML

Ermöglicht die Reinigung der Luft und die Desinfektion von Oberflächen.

- Hervorragende desinfizierende Wirkung
- Einmalige Wirkung
- Duft: Minze



NORMEN	STÄMME	BEDINGUNGEN
Bact. EN 1276 Bact. EN 13697	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	in 5 Minuten bei 20°C, in sauberer Umgebung
Fon. EN 1650 Fon. EN 13697	<i>Candida Albicans</i> et <i>Aspergillus brasiliensis</i>	in 15 Minuten bei 20°C, in sauberer Umgebung
Virus EN 14476 Virus enveloppés	<i>Virus MVA (Virus de la Vaccine modifié)</i>	in 5 Minuten bei 20°C, in sauberer Umgebung

Anwendung:

Einzeldosis-Luftreiniger mit angenehmem Minzduft für ein Frischegefühl nach der Anwendung.

Desinfiziert alle abwaschbaren Oberflächen und reinigt die Umgebungsluft. Zerstört Bakterien und verhindert die Vermehrung von Schimmel, Hefen und Pilzen.

Wirksam gegen behüllte Viren wie das Coronavirus und seine Varianten, H1N1 usw.

Einsatz in Arztpraxen, Schulen, Seniorenheimen, Hotelzimmern, Kindergärten, Umkleidekabinen, Büros, öffentlichen Plätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln usw. Ermöglicht die Beseitigung ekelhafter Gerüche in Wohnräumen vor einer Neuvermietung, Müllräumen.

1 Aerosol von 150 ml kann einen Raum bis zu 36 m² (90 m³) behandeln. Für Flächen unter 18 m² (45 m³) verwenden Sie vorzugsweise das 75-ml-Spray.

Nicht überdosieren – Behandlungsvolumen einhalten – Nicht weniger als 3 m³ sprühen.

Gebrauchsanweisung:

Schalten Sie alle in Betrieb befindlichen Elektrogeräte, Flammen und Wärmequellen (Wassererhitzer usw.) aus. Schließen Sie alle Fenster, Innentüren und Schränke. Entfernen Sie Lebensmittel und Kochutensilien. Nicht in Anwesenheit von Kindern und Haustieren behandeln. Platzieren Sie das Aerosol in der Mitte des Raumes. Aktivieren Sie den Diffusor, bis er blockiert bleibt. Die Übertragung beginnt. Verlassen Sie den Raum und schließen Sie die Tür. Die Verdampfung des Produkts wird fortgesetzt, bis das Aerosol vollständig leer ist.

Mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Lüften Sie den Raum nach Gebrauch mindestens 1 Stunde lang, bevor Sie ihn endgültig

wieder betreten können.

Einsatzgebiete:

- Reinigungsunternehmen
- Gemeinden
- Krankenhäuser, EPHAD, Krankentransport
- Technische Dienstleistungen
- Sanitärunternehmen, Straßen

Verpackung:

Eisengehäuse, Durchmesser: 52 mm / Höhe 105 mm

Verkaufseinheit: Karton mit 12 Stück

Palettierung: 2304 Stück / 192 Kartons

Gesetzgebung:

ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE UND PROFESSIONELLE VERWENDUNG

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch. Biozidkategorie: TP2, Flächendesinfektionsmittel. Verwenden Sie Biozide mit Vorsicht. Lesen Sie vor der Verwendung das Etikett und die Produktinformationen. Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist. Unsere technischen Datenblätter wurden nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt; Änderungen vorbehalten. Unverbindliches Foto. 01/06/2026 Index 1