



FLASH GERM' MULTI USAGES PAE A21902 - 750ML

Nettoyant désinfectant multi-usages SANS PARFUM

- À base d'acide lactique
- Actifs 100% d'origine végétale
- Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques
- SANS ammonium quaternaire, SANS phosphonate, SANS EDTA, SANS chlore



NORMES

Bact. EN 1276

Bact. EN 13697

Lev. EN 1650

Lev. EN 13697

Viru. EN 14476
Virus enveloppés

SOUCHES

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae

Candida Albicans

Virus MVA (Virus de la Vaccine modifié)

CONDITIONS

5 min à 20°C, conditions de saleté, 3g/l albumine bovine

5 min à 20°C, conditions de saleté, 3g/l albumine bovine

5 min à 20°C, conditions de saleté, BSA 3g/L + eythrocyte s 3mL/L

● Application :

Nettoyant désinfectant prêt-à-l'emploi avec une activité bactericide, levuricide et virucide, uniquement contre les virus enveloppés. Pour les surfaces dures non poreuses en contact ou non avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dans les secteurs domestiques, institutionnels (à l'exclusion du secteur médical) et industriels.

Nettoie et désinfecte en une seule application.

Sans alcool, ni ammoniums quaternaires, ni aldéhydes, ni dérivés chlorés.

DONNEES TECHNIQUE:

pH: 2,7 +/- 0,5

COMPOSITION :

Substance active biocide TP2/4 : Désinfectant Acide lactique (CAS : 50-21-5) : 0,42g/100g ; agents de surface anioniques, < 5% agents de surface non ioniques,.

Contient aussi : eau.

99,8 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

● Mode d'emploi :

Appliquer le produit par spray (approximativement 19 sprays/m²) en s'assurant de mouiller uniformément la surface. Si besoin, utiliser une brosse pour répartir le produit. Laisse agir pendant au moins 5 minutes. Frotter et brosser après la désinfection pour enlever la saleté si nécessaire. Essuyer ou rincer pour éliminer l'excès de liquide. Appliquer une fois. Désinfecter les surfaces aussi souvent que l'exige le protocole d'hygiène en vigueur.

● Lieux d'utilisation :

- Entreprises de propreté
- Collectivités
- Hôpitaux, EPHAD, Transports sanitaires
- Services techniques
- Entreprises d'assainissement, voiries
- Cuisines

● Conditionnement :

Vaporisateur de 750mL

Unité de vente : Carton de 12 unités

Palettisation : 528 unités / 44 cartons

● Legislation :

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS

Catégorie biocide: TP2-TP4. Produit bénéficiant d'une AMMs (Autorisation de Mise sur le Marché Simplifié) N° d'autorisation EU-0034801-0000. Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur: <http://detergents.ecocert.com>. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/06/2026 Indice 1