



FLASH GERM' MULTI USAGES PAE

A21902 - 750ML

Nettoyant désinfectant multi-usages SANS PARFUM

- À base d'acide lactique
- Actifs 100% d'origine végétale
- Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques
- SANS ammonium quaternaire, SANS phosphonate, SANS EDTA, SANS chlore



NORMES	SOUCHES	CONDITIONS
Bact. EN 1276 Bact. EN 13697	<i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae</i>	5 min à 20°C, conditions de saleté, 3g/l albumine bovine
Lev. EN 1650 Lev. EN 13697	<i>Candida Albicans</i>	5 min à 20°C, conditions de saleté, 3g/l albumine bovine
Viru. EN 14476 Virus enveloppés	<i>Virus MVA (Virus de la Vaccine modifié)</i>	5 min à 20°C, conditions de saleté, BSA 3g/L + érythrocyte s 3mL/L

● Application :

Nettoyant désinfectant prêt-à-l'emploi avec une activité bactericide, levuricide et virucide, uniquement contre les virus enveloppés. Pour les surfaces dures non poreuses en contact ou non avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dans les secteurs domestiques, institutionnels (hors zones où la désinfection est médicalement préconisée) et industriels.

Nettoie et désinfecte en une seule application.

Sans alcool, ni ammoniums quaternaires, ni aldéhydes, ni dérivés chlorés.

DONNEES TECHNIQUE:

pH: 2,7 +/- 0,5

COMPOSITION :

Substance active biocide TP2/4 : Désinfectant Acide lactique (CAS : 50-21-5) : 0,42g/100g ; agents de surface anioniques, < 5% agents de surface non ioniques,.

Contient aussi : eau.

99,8 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

● Mode d'emploi :

Appliquer le produit par spray (approximativement 19 sprays/m²) en s'assurant de mouiller uniformément la surface. Si besoin, utiliser une brosse pour répartir le produit. Laisse agir pendant au moins 5 minutes. Frotter et brosser après la désinfection pour enlever la saleté si nécessaire. Essuyer ou rincer pour éliminer l'excès de liquide. Appliquer une fois. Désinfecter les surfaces aussi souvent que l'exige le protocole d'hygiène en vigueur.

● Lieux d'utilisation :

- Entreprises de propreté
- Collectivités
- Hôpitaux, EPHAD, Transports sanitaires
- Services techniques
- Entreprises d'assainissement, voiries
- Cuisines

● Conditionnement :

Vaporisateur de 750mL

Unité de vente : Carton de 12 unités

Palettisation : 528 unités / 44 cartons

● Legislation :

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS

Catégorie biocide: TP2-TP4. Produit bénéficiant d'une AMMs (Autorisation de Mise sur le Marché Simplifiée) N° d'autorisation EU-0034801-0000. Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 02/09/2026 Indice 1.1